

Figurína dítěte pro zdravotní sestry AC23

Návod k obsluze



Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 220 229
495 220 394
fax: 495 220 154
GSM brána: 602 123096
E-mail: info@helago.cz
<http://www.helago.cz>

Svoji velikostí odpovídá tato figuríny tříletému dítěti. Na tomto modelu lze provádět následující procedury:

- 1) Předvádět a procvičovat mytí dítěte, ukládání do postýlky a pozici uložení nemocného dítěte ke spánku. S končetinami lze pohybovat velmi lehce, proto můžete na modelu velmi snadno procvičovat oblékání a svlékání dítěte, ukládání do různých poloh při spánku. Na modelu můžete procvičovat i péči o zuby, ústa, oči, nos a uši. Díky vyměnitelné břišní stěně lze měnit pohlaví dítěte.
- 2) Kromě základní péče o dítě je možné provádět velké množství speciálních ošetrovatelských postupů:
 - zasunutí hadičky pro výplach žaludku skrz nos nebo ústa
 - podávání potravy ve formě pilulek nebo stříkačkou
 - výplach žaludku
 - aplikace kapek do oka, nosu nebo ucha
 - model je vybaven podložkami pro aplikaci injekce (na stehně – pro nitrosvalovou injekci, horní část paže, žaludek a stehno – pro podkožní injekce)
 - na zadní straně paže a na lokti lze provádět aplikaci intravenózní injekce a infuze díky vyměnitelné injekční paži
 - zavedení hadičky do střev a provedení klystýru
 - odborná péče o žaludek
 - cévkování a zavedení permanentní cévky do mužských a ženských genitálií
 - suprapubická punkce močového měchýře včetně odstranění hmoty, péče a suprapubického vysušení měchýře
 - ošetření a odstranění stehů
 - ženská břišní stěna obsahuje jizvu po operaci slepého střeva, na které je možné demonstrovat její zašití buď jednoduchým nebo přerušovaným stehem pomocí vyměnitelné podložky
 - mužská břišní stěna obsahuje jizvu po operaci kýly
 - tracheostomie

Délka figuríny: 90 cm

Hmotnost: 6 kg



Kompletní figurína



Péče o stoma a podožní injekce



Cévkování



Intravenózní vpich



Ošetření ran